

Название	Усилия	Название	Усилия
 EL/BL Винт-заглушка	10 Н/см	 Угловые абатменты для винтовой фиксации	25 Н/см мостовой винт 15 Н/см
 EL Формирователи десны	10 Н/см	 BL/EL Шаровидный абатмент	25 Н/см
 BL Формирователи десны	10 Н/см	 EL / BL Индивидуальный абатмент с титановым основанием	25 Н/см
 EL Титановые абатменты	25 Н/см	 EL / BL абатмент с титановым основанием	25 Н/см
 BL Титановые абатменты	25 Н/см	 BL/ EL Абатменты локатор-системы	25 Н/см
 EL Титановые угловые абатменты	25 Н/см	 ND Винт-заглушка	10 Н/см
 BL Титановые угловые абатменты	25 Н/см	 ND Формирователь десны	10 Н/см
 EL Временные абатменты из PEEK материала	25 Н/см	 ND Титановые абатменты	20 Н/см
 BL Временные абатменты из PEEK материала	25 Н/см	 ND Угловые титановые абатменты	20 Н/см
 BL Угловые абатменты из PEEK материала	25 Н/см	 ND Индивидуальные абатменты	20 Н/см
 Прямые абатменты для винтовой фиксации	25 Н/см мостовой винт 15 Н/см	 ND шаровидные абатменты	20 Н/см