

Система
имплантов

GL

Внутренний шестигранник
Полированная шейка



C-TECH
IMPLANT

СОДЕРЖАНИЕ:

GL - ИМПЛАНТЫ

Характеристика имплантов	стр. 04
Импланты	стр. 05
Ортопедические компоненты	стр. 06
Система шаровидных аттачментов	стр. 08
Временные абатменты	стр. 09
Локатор-система	стр. 10
Балка	стр. 11

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

Хирургический набор Deluxe	стр. 12
Упрощенный хирургический набор	стр. 12
Дрилы и фрезы	стр. 13
Компоненты хирургического набора	стр. 14



Все выпускаемые компанией C-TECH импланты и комплектующие проходят сертифицированную процедуру обработки поверхности и упаковки в соответствии с европейскими и международными директивами EN ISO 13485:2003/ AC:207 and 93/42/EEC для медицинской продукции.



ИМПЛАНТЫ C-TECH – ПРОСТОТА И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ В ВАШЕЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Компания C-TECH Implant специализируется на разработке и производстве имплантологических материалов и инструментов.

Компания C-TECH Implant – динамично развивающаяся компания: сегодня продукция компании представлена уже в 20 странах мира, с головным офисом и производством в Италии.

ПРОСТОТА И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ НА ОСНОВЕ НАУЧНОГО ОПЫТА

Целью компании является достижение оптимального результата на основе многолетнего хирургического и ортопедического клинического опыта. В имплантах C-TECH сочетаются высокотехнологичные наработки имплантологической отрасли последних лет, а также простота и удобство использования.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Импланты C-TECH произведены согласно Европейским стандартам качества для медицинских и стоматологических компонентов. Эти стандарты поддерживаются на надлежащем уровне регулярными аудитами и сертификациями.


ОБУЧЕНИЕ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания C-TECH обеспечивает сервисную поддержку с помощью профессионалов высочайшего уровня, а также организует обучающие семинары и тренинги, позволяющие гарантированно освоить новейшие методы установки имплантов и протезирования.

МИССИЯ КОМПАНИИ C-TECH

Целью компании является предоставление высокотехнологичной продукции высочайшего уровня качества по разумной цене, давая возможность стоматологу предложить услугу самому широкому кругу пациентов.





ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТОВ GL

РЕЗЬБА В ВИДЕ ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ

В имплантах C-TECH применяется двузаходная основная резьба, что отличает импланты C-TECH от имплантов с обычной резьбой, позволяя устанавливать их в кость более симметрично. Это выражается в более сбалансированном распределении жевательной нагрузки, что значительно снижает стрессовое воздействие на костную ткань. Симметрия импланта делает его самоцентрирующимся, что не допускает малейших отклонений от основной остеотомической оси введения импланта. Особый шаг резьбы позволяет снизить время установки импланта вдвое.

МИКРОРЕЗЬБА

Микрорезьбовые насечки увеличивают функциональную поверхность импланта, что способствует компактации костной ткани в области кортикальной пластины и оберегает от агрессивного воздействия более грубой резьбы обычных имплантов. Такая деликатная установка импланта способствует дальнейшему уменьшению потери костной ткани. Кроме того, микрорезьба позволяет установить имплант на требуемый уровень с высокой точностью.

ВНУТРЕННЕЕ ШЕСТИГРАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАССИВИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМПЛАНТА

Поверхность импланта обработана пескоструем и, затем, подвергнута многостадийной обработке кислотой. Такая обработка поверхности делает более равномерной область контакта с костью, что способствует более раннему вводу импланта в функцию и более равномерному прорастанию костной ткани в структуру поверхности импланта. Еще одно преимущество кислотной обработки импланта заключается в предотвращении возможного заражения, что значительно снижает риск отторжения импланта в будущем.

ИНТУИТИВНОЕ И ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ

Концепция набора инструментов заключается в простоте и, в то же время, максимальной эффективности использования. Протокол применения инструментов предсказуем и весьма доступен для врачей с различным опытом.



ИМПЛАНТЫ



8 мм	СТ-3508	СТ-4308	СТ-5108
9 мм	СТ-3509	СТ-4309	СТ-5109
11 мм	СТ-3511	СТ-4311	СТ-5111
13 мм	СТ-3513	СТ-4313	СТ-5113
15 мм	СТ-3515	СТ-4315	СТ-5115

ВИНТ -ЗАГЛУШКА

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ



СТ-4305
0.8 мм



СТ-4330
3.0 мм



СТ-4345
4.5 мм



СТ-4365
6.5 мм



СТ-4385
8.5 мм



УПАКОВКА ИМПЛАНТА



Винт-заглушка СТ-4305
0.8 мм



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

СЛЕПОЧНЫЕ ТРАНСФЕРЫ



CT-4540
Шестигранный слепочный трансфер для закрытой ложки включает винт, 5052HX, пластиковый колпачок (трансферного типа)



CT-5050L
Винт слепочного трансфера. Для открытой ложки, с использованием CT-4540.



CT-4542
Шестигранный слепочный трансфер для открытой ложки. Включает винт CT-5050L (типа Pick-up)



ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛОГИ



CT-5143
Лабораторный аналог импланта 3,5 мм/4,3 мм



CT-5151
Лабораторный аналог импланта 5,1 мм



CT-5144
Шаровидный лабораторный аналог



CT-5145
Аналог абатмента с уступом



ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ



CT-4525 Hexed
Обтачиваемый абатмент, включает винт абатмента CT-5052HX



CT-6045 Hexed
Титановая база, включает отливаемый цилиндр и винт



CT-5052HX



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ



CT-5645

Нешестигранный отливаемый цилиндр (полиформальдегидная контактная поверхность), включает винт



CT-5845

Шестигранный отливаемый цилиндр (полиформальдегидная контактная поверхность), включает винт



ТИТАНОВЫЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ



CT-1543 Hexed

Угловой абатмент (15°), включает винт



CT-2543 Hexed

Угловой абатмент (25°), включает винт



АБАТМЕНТЫ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



E9040

Отвертка SSA



CT-4645

Нешестигранный абатмент с уступом, включает отливаемый колпачок



CT-5545

Отливаемый колпачок



СИСТЕМА ШАРОВИДНЫХ АТТАЧМЕНТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Съемные протезы, удерживаемые имплантами на нижней и верхней челюсти.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Простота;
- Клинический процесс установки шаровидных аттачментов быстр и прост;
- Функциональность;
- Кольцевидные аттачменты разработаны таким образом, что почти полностью исключают износ шаровидных абатментов и сводят к минимуму необходимость ухода;
- 3 различные высоты десны;
- Кольца 3 различных степеней жесткости обеспечивают оптимальную ретенцию для каждой индивидуальной ситуации.



НАДЕЖНОСТЬ

Двойная ретенция для оптимального соединения абатмента с протезом. Долговечны благодаря износоустойчивости компонентов.

ТИТАНОВЫЕ ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ



СТ-0500

Инструмент для установки шаровидных абатментов



СТ-5641

Шаровидный абатмент – шейка 0,5 мм, Ш1,8 (полный комплект*)



СТ-5642

Шаровидный абатмент – шейка 2 мм, Ш1,8 (полный комплект*)



СТ-5644

Шаровидный абатмент – шейка 4 мм, Ш1,8 (полный комплект*)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ



МСН-1

Мягкая ретенция



МСН-2

Средняя ретенция



МСН-3

Жесткая ретенция



МС-3005В

Кольцо (5 штук)



МС-3005

Кольцо (5 штук)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:



1. Кольцо (Ref. MC-3005, MC-3005B)
2. Металлический корпус (Ref. MCH-2)
3. Шаровидный абатмент (Ref. 5644, 5642, 5641)

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ (термопластик, ПЭЭК)

НАЗНАЧЕНИЕ

Поддержка временных протезов.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Изготовлены из хирургического термопластика ПЭЭК для временного использования. ПЭЭК легко моделируется с минимальной вибрацией импланта.

НАДЕЖНОСТЬ

Пластик ПЭЭК обладает высокой прочностью, поэтому он широко применяется в хирургии и протезировании.

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ



CT-4525PEEK
Прямой абатмент, ПЭЭК



CT-1543PEEK
Угловой абатмент 15°, ПЭЭК



CT-5052NH
Винт абатмента

①



②



③



ЭТАП 1
Обточите абатмент бором.
ЭТАП 2
Отполируйте обточенный абатмент.
ЭТАП 3
Установите протез

ЦИРКОНИЕВЫЕ АБАТМЕНТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Протезирование в эстетически важной зоне.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Изготовлены из белого оксида циркония, что обеспечивает более естественный цвет абатментов для эстетической области.

НАДЕЖНОСТЬ

ЦИРКОНИЕВЫЕ АБАТМЕНТЫ



CT-4525-ZO
Прямой циркониевый абатмент



CT-1543-ZO
Угловой циркониевый абатмент 15°



CT-5052NH
Винт абатмента

ЭТАП 1
Установка абатмента в модели.

ЭТАП 2
Моделирование абатмента.

ЭТАП 3
Установка протеза.

①



②



③



ЛОКАТОР-СИСТЕМА

КОЛПАЧКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ



141CAE
2 корпуса из нержавеющей стали



140CEV
4 ретенционных колпачка, фиолетовые, «прочные» (2,7 кг)



140CET
4 ретенционных колпачка, белые, «стандартные» (1,8 кг)



140CER
4 ретенционных колпачка, розовые, «мягкие» (1,2 кг)



140CEG
4 ретенционных колпачка, желтые, «экстра-мягкие» (0,6 кг)

ЛОКАТОР-СИСТЕМА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



CT-8994



CT-8995



CT-8996



CT-8997



CT-8998

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:



- 1 анкерный абатмент (Ref. CT-8994, CT-8995, CT-8996, CT-8997, CT-8998)
- 1 корпус из нержавеющей стали (Ref. 141CAE)
- 1 ретенционный колпачок, фиолетовый, «прочный» (Ref. 140CEV)
- 1 ретенционный колпачок, белый, «стандартный» (Ref. 140CET)
- 1 ретенционный колпачок, розовый, «мягкий» (Ref. 140CER)
- 1 ретенционный колпачок, желтый, «экстра-мягкий» (Ref. 140CEG)

ЛАБОРАТОРНЫЕ АКСЕССУАРЫ



140CEN
4 колпачка для обработки, черные



144MTE
2 слепочных колпачка



144AE
2 лабораторных аналога



044CAIN
Вытяжной слепочный колпачок

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



124ICP
1 голубой пластиковый многоцелевой установочный инструмент

185IAC
1 металлический установочный инструмент для колпачков



191ECS
1 металлический экстрактор для колпачков



774CQ
1 квадратная отвертка для абатментов (квадрат 1,25 мм)



760CE
1 квадратный переходник для реверсивного ключа

БАЛКА

БАЛКА



CT-5841

Аналог Multi-unit, включает
винт



0220BB

ОТ-Балка (2 штуки)



027CRR

Скоба розовая (2 штуки)



027CRG

Скоба желтая (2 штуки)



CT-5052HX

Винт абатмента



①



②



③



④

ЭТАП 1

Поместите отливаемые абатменты Multi-unit на аналоги и затяните внутренние винты Multi-unit.

ЭТАП 2

Скорректируйте по высоте в соответствии с индивидуальной ситуацией.

ЭТАП 3

С помощью выжигаемого без золы пластика прикрепите сегменты балки к отливаемым абатментам.

ЭТАП 4

Желтые скобы (027CRG) закреплены в протезе.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР DELUXE

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР DELUXE ВКЛЮЧАЕТ:

Бокс для инструментов
 Конусная дрель СТ-2020
 Дрель 2.0 мм (Ø2.0 мм) СТ-1720E
 Дрель 2.6 мм (Ø2.6 мм) ND-1726E
 Дрель 3.5 мм (3.0 мм) СТ-1735E
 Дрель 4.3 мм (3.6 мм) СТ-1743E
 Дрель 5.1 мм (4.6 мм) СТ-1751E
 Зенковочный бор СТ-2035
 Фреза 3.5 СТ-7154E
 Фреза 4.3 СТ-7155E
 Фреза 5.1 СТ-7151E
 Удлинитель дрели СТ-2000
 Ручная шестигранная отвертка 1.25 мм (короткая) СТ-9025S
 Привод для храпового ключа 1.25 мм СТ-8051
 Привод для храпового ключа 1.25 мм (длинный) СТ-8052
 Привод импланта для углового наконечника СТ-E9040
 Имплантовод СТ-E7001
 Имплантовод (длинный) СТ-E7001L
 Храповой динамометрический ключ (50 Нсм) СТ-8010
 Глубиномер (3.5 мм) СТ-E9007
 Глубиномер (4.3 мм) СТ-E9008
 Глубиномер (5.1 мм) СТ-E9010
 Определитель параллельности, 2 шт. (1.6 мм и 2.0 мм) СТ-9003
 Ограничитель дрелей (L.9/11/13/15) СТ-STOP 07/08/09/10
 Привод импланта для углового наконечника BL-E9040
 Имплантовод BL-E7001
 Имплантовод (длинный) BL-E7001L
 Имплантовод ND-E7001
 Имплантовод (длинный) ND-E7001L
 Винт-экстрактор BL-6060



КОДЫ:

Sur.Kit.01:

Хирургический набор Deluxe для систем BL, EL, GL и ND

Состав набора может быть изменен производителем.
 Уточняйте состав при заказе

УПРОЩЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

УПРОЩЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:

Бокс для инструментов
 Дрель СТ-2020
 Дрель 2.0 мм (2.0 мм) СТ-1720E
 Дрель 3.5 мм (3.0 мм) СТ-1735E
 Дрель 4.3 мм (3.6 мм) СТ-1743E
 Зенковочный бор СТ-2035
 Фиксатор глубины сверления (11 мм) CT-Stop08
 Фиксатор глубины сверления (13 мм) CT-Stop09
 Удлинитель дрели СТ-2000
 Ручная шестигранная отвертка короткая СТ-9025S
 Привод храпового ключа СТ-8051
 Имплантовод короткий СТ-E7001
 Имплантовод длинный СТ-E7001L
 Храповой динамометрический ключ (50 Нсм) СТ-8010
 Пины параллельности, 2 штуки (1,6 мм и 2,0 мм) СТ-9003
 Фреза Ø3,5 СТ-7154
 Фреза Ø4,5 СТ-7154

Состав набора может быть изменен производителем.
 Уточняйте состав при заказе



КОДЫ:


Sur.Kit.02:

Упрощенный хирургический набор для системы GL

ДРИЛИ И ФРЕЗЫ



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ: ИМПЛАНТ GL Ø3,5 мм



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ: ИМПЛАНТ GL Ø4,3 мм



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ: ИМПЛАНТ GL Ø5,1 мм



КОМПОНЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО НАБОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТЫ

ПИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ



СТ-9003
1.6 мм
2.0 мм

ГЛУБИНОМЕРЫ



СТ-E9007
3.5 мм
оценочный Ø



СТ-E9008
4.3 мм
оценочный Ø



СТ-E9010
5.1 мм
оценочный Ø



СТ-2000
Удлинитель дрели

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ



СТ-9025S
Шарнирная шести-
гранная отвертка



СТ-9025
Шарнирная шести-
гранная
отвертка, длинная



СТ-9019
Привод для
углового
наконечника



СТ-8051
Привод храпового
ключа



СТ-8052
Привод храпового
ключа,
длинный

ИМПЛАНТОВОДЫ GL



СТ-E7001
Имплантовод



СТ-E7001L
Имплантовод
длинный



СТ-E9040
Имплантовод
для углового
наконечника

ХРАПОВОЙ КЛЮЧ 50Н_{см}

СТ-8010



ФИКСАТОРЫ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ



СТ-STOP06
Фиксатор L6



СТ-STOP02
Фиксатор L7



СТ-STOP01
Фиксатор L8



СТ-STOP07
Фиксатор L9



СТ-STOP11
Фиксатор L10



СТ-STOP08
Фиксатор L11



СТ-STOP12
Фиксатор L12



СТ-STOP09
Фиксатор L13



СТ-STOP14
Фиксатор L14



СТ-STOP10
Фиксатор L15



Важно! Правильный уход за полостью рта до и после имплантации поможет избежать послеоперационных осложнений. Именно соблюдение всех рекомендаций врача является залогом долгой службы имплантированного зуба.

Использование ирригатора со специальными насадками для ухода за имплантами, удаляющего остатки пищи из труднодоступных мест прилегания коронки к десне, позволит соблюдать оптимальную гигиену полости рта после имплантации. Одновременно ирригатор выполняет крайне важную массажную функцию, нормализуя кровотоки в десне на месте имплантации, одновременно укрепляя и здоровые зубы.

Научно доказано, что тщательная гигиена полости рта после имплантации сокращает вероятность периимплантита на 30%.



Также немаловажно использовать антисептические ополаскиватели полости рта для профилактики бактериальных инфекций в области импланта. Оптимальным будет применение антибактериального ополаскивателя на основе активного кислорода. Это альтернатива ополаскивателям с антисептиками. В отличие от них он не окрашивает зубы (как хлоргексидин) и не вызывает дисбактериоз полости рта при длительном применении, поскольку воздействует только на вредоносные (анаэробные бактерии). Попутно активный кислород освежает дыхание и препятствует образованию налета на зубах.

ООО "АТЛАНТ"

Эксклюзивный дистрибьютор компании C-TECH Implant
на территории России и стран СНГ

Санкт-Петербург 190013
ул. Серпуховская, д. 10, оф. 49
Тел/факс +7(812)242-80-12
Моб. тел. +7(904)634-3183
Email: info@atlant-dent.ru
www.atlant-dent.ru

C-TECH
IMPLANT

Via Santa Margherita al Colle n. 18- 40136,Bologna - ITALY - Tel. +39 051.81.49.14
www.c-tech-implant.com - info@c-tech-implant.com